














## Checkliste

### Persönliche Schutzausrüstung anlegen

1	<input type="checkbox"/>		Hygienische Händedesinfektion	8	<input type="checkbox"/>		Nasenbügel mit beiden Händen so andrücken, dass keine Leckage entsteht
2	<input type="checkbox"/>		Kittel entfalten und über beide Arme und Schultern ziehen	9	<input type="checkbox"/>		Die Maske zur Dichtsitzprüfung mit beiden Händen abdecken und kräftig ausatmen, dabei darf keine entweichende Luft zu spüren sein
3	<input type="checkbox"/>		Kittel am Rücken überlappen und im Nacken locker verschließen	10	<input type="checkbox"/>		Bei einer Undichtigkeit den Sitz entsprechend anpassen und den Test wiederholen
4	<input type="checkbox"/>		Kittel im Taillenbereich verschließen	11	<input type="checkbox"/>		Brille aufsetzen, Bügel dabei möglichst über und nicht unter den Kopfbändern der Maske verlaufen lassen
5	<input type="checkbox"/>		Maske entnehmen und entfalten (Nasenbügel nach oben)	12	<input type="checkbox"/>		Hygienische Händedesinfektion
6	<input type="checkbox"/>		Einstieg über das Kinn, Gummibänder mit einer Hand über den Kopf ziehen	13	<input type="checkbox"/>		Keimarme Einmalhandschuhe anlegen und vollständig über die Kittelbündchen ziehen
7	<input type="checkbox"/>		Je ein Band oberhalb und unterhalb der Ohren platzieren, Bänder dabei nicht kreuzen				

## Material-Checkliste:

- Händedesinfektionsmittel
- Einwegkittel
- Einmalhandschuhe
- FFP2-Maske
- Schutzbrille

