



Formblatt 2A zur Spenderausstattung

Dieses Formblatt dient zur IST und SOLL-Wert Bestimmung der einzelnen Stationen Ihres Hauses und **verbleibt bei Ihnen.**

Datum: _____ Station: _____ Fachrichtung: _____

ITS: Ja Nein IMC: Ja Nein Kitteltaschenflaschen: Ja Nein

Zimmer/Anzahl der Betten	Anzahl der fest montierten Spender im Zimmer	Anzahl der mobilen Spender	IST-Wert Spender (fest + mobil)	SOLL-Wert Spender
Gesamtzahl der Betten	Gesamtzahl fest montierter Spender	Gesamtzahl mobiler Spender	Summe	Summe



Anleitung zur Ermittlung der Spenderausstattung für Krankenhäuser und Rehabilitationskliniken mit einer Frührehabilitation

Die Spenderausstattung sollte auf jeder Station des Hauses, mindestens jedoch für jede Station, am Anfang der Aktion und dann einmalig nach einem Jahr oder nach umfangreichen Umbaumaßnahmen, ermittelt werden. Es werden nur Spender erfasst, die sich tatsächlich **im Patientenzimmer** befinden.

- Folgende Spender werden gewertet:
 - Fest montierte Spender: z.B. Wandspender
 - Mobile Spender: Pumpflaschen auf Arbeitsflächen oder Nachttischen, Spender in Metallkörbchen an Patientenbetten oder Wandleisten

- Folgende Spender werden nicht gewertet:
 - Spender auf dem Flur oder im Waschraum der Patienten
 - Mobile Spender an Verbandswagen/Pflegevisitenwagen, die über die gesamte Station verwendet werden

Für jede Station sollte ein Erfassungsbogen (**Formblatt 2A**) verwendet werden, um den IST- und SOLLWERT zu dokumentieren. Dieses Formblatt **verbleibt bei Ihnen**.

Ermittlung des SOLLWertes:

- **Intensivstation, IMC (Intermediate Care) und Dialysebereich**
 - Die Anzahl der Spender entspricht der Anzahl der Patientenbetten

- **Normalstation:**
 - 1 Spender auf 2 Patientenbetten
 - Das bedeutet:
 - 1 Bettzimmer = 1 Spender
 - 2 Bettzimmer = 1 Spender
 - 3 Bettzimmer = 2 Spender

Die ermittelten Zahlen, pro Station, werden im **Formblatt 2B** eingetragen. Die Dokumentation der Spenderausstattung verbleibt bei Ihnen und wird lediglich mit dem **Zertifikatsantrag** an die ASH übermittelt.